

Rocket® Band-It™

Applikator til behandling af hæmorider



Rocket® Band-It™ er en engangsapplikator til elastikbehandling af hæmorider. Den er klar til brug, let at klargøre og har påmonteret 5 hypoallergiske latexfrie elastikker, hvorved den kan anvendes uden brug af en assistent.

- **KLAR TIL BRUG:** Enkelt instrument monteret med 5 allergivenlige hæmorideelastikker.
- **KOMPLET SÆT:** Leveret med en blød og fleksibel sugeslange.
- **AFFYRINGSMEKANISME:** Der tillader en hurtig og kontrolleret påsætning af elastikken.
- **LET AT ANVENDE:** Designet til én-håndsbetjening med enten højre eller venstre hånd.

TIDSBESPARENDE, LET AT ANVENDE, SIKKER, INGEN STERILISERING

Beskrivelse	Model	Vare nr.
Rocket® Band-It™ RBL Elastikapplikator til hæmorider. Ikke steril, 20 stk. per karton	Hypoallergiske elastikker. Med sugeslange.	R53703