

# MINIMAL INVASIV BEHANDLING AF OVERVÆGT



## PRODUKTBEKRIVELSE

MEDSIL GB1 maveballon er et CE mærket medicinsk udstyr til opnåelse af effektivt vægttab.

## PRODUKTANVENDELSE

- Ballonen placeres med et gastroskop i mavesækken.
- Den intragastriske ballon fyldes med saltvand i mavesækken.
- Ballonen må maksimalt ligge i maven i 6 måneder



## OM PRODUKTET

Den intragastriske ballon er kugleformet, og der er monteret en envejs-ventil i ballonens væg, som anvendes til at fylde saltvand i ballonen.

Ballonen er produceret af holdbart og elastisk medicinsk silikone af høj kvalitet, og det medfølgende slangesæt anvendes til opfyldning af ballonen med saltvandsopløsning.

Ballonens størrelse i fyldt tilstand varierer fra 400 til 700 ml.

*Mere end 1.200 MEDSIL GB1 intragastriske balloner er siden 2017 blevet implanteret i Skandinavien!*