

MINIMALINVASIVT INGREPP FÖR BEHANDLING AV ÖVERVIKT



PRODUKTBESKRIVNING

MEDSIL GB1 magballong är en CE märkt medicinsk produkt som används för att uppnå effektiv viktminskning.

PRODUKTANVÄNDNING

- Produkten placeras i magsäcken med hjälp av ett gastroskop
- Den intragastriska ballongen fylls sedan med saltvatten i magsäcken
- Ballongen kan ligga kvar i magsäcken maximalt 6 månader



OM PRODUKTEN

Den intragastriska ballongen är rund i formen och i ballongens vägg sitter en backventil som används vid påfyllning av saltvatten.

Ballongen är tillverkad av hållbart och elastiskt medicinskt silikon av hög kvalitet.

Det medföljande slangsetet används för påfyllning av ballongen med saltvatten.

Ballongens storlek i fyllt tillstånd varierar mellan 400 och 700 ml.

Fler än 1 200 MEDSIL GB1 Intragastriska ballonger har sedan 2017 implanterats i Skandinavien!