

## Produktdatablad

### Sterilt sutursæt med engangs-metalinstrumenter

Spar på rengøring og klargøring af kirurgiske instrumenter – benyt engangs.

- 1 stk. Saks 115 mm
- 1 stk. Nåleholder 140 mm
- 1 stk. Kirurgisk pincet Adson 120 mm
- 5 stk. Steril kompress 7,5cm x 7,5 cm
- 1 stk. Afdækning med hul- 50 x 60 cm
- 1 Blister med 3 rum af stiv PVC-folie med afrundede kanter og dimensioner 220x143x25mm

Varenr.: AK-2050

Forpakning: 48 stk./kasse

Sterilisation: Ethylene Oxide

Holdbarhed: 5 år

