

Produktdatablad

Sterilt suturset med engångs metallinstrument

Spara på rengöring och förberedelse av kirurgiska instrument – använd engångs.

- 1 st. Sax 115 mm
- 1 st. Nålförare 140 mm
- 1 st. Kirurgisk pincett Adson 120 mm
- 5 st. Steril kompress 7,5cm x 7,5 cm
- 1 st. Hållduk - 50 x 60 cm
- 1 Blisterförpackning med 3 rum av hård PVC-folie med avrundade kanter och i dimensioner 220x143x25mm

Varunr.:	AK-2050
Antal/förpackning:	48 st.
Sterilisation:	Ethylen Oxid
Hållbarhet:	5 år

